

Angiographic Catheter

肺動脈造影用カテーテル



医療機器承認番号：20800BZY00495000

販売名：ディスプレイザブル心臓用カテーテル

肺動脈造影用カテーテル


【仕様】

| 型式 | フレンチサイズ | 有効長 | 適合イントロデューサー・サイズ | 材質 | 最大注入レート | バルーンの容積 | 最大注入圧 |
|-----------------|---------|--------|-----------------|--------|-------------|---------|--------|
| 7304 (242-50P) | 4Fr | 50 cm | 4Fr | ポリウレタン | 4.0 cc/sec | 0.75 cc | 600PSI |
| 7314 (242-60P) | 4Fr | 60 cm | 4Fr | ポリウレタン | 4.0 cc/sec | 0.75 cc | 600PSI |
| 7305 (252-50P) | 5Fr | 50 cm | 5Fr | ポリウレタン | 7.0 cc/sec | 0.75 cc | 600PSI |
| 7335 (252-80P) | 5Fr | 80 cm | 5Fr | ポリウレタン | 5.0 cc/sec | 0.75 cc | 600PSI |
| 7366 (262-90P) | 6Fr | 90 cm | 6Fr | ポリウレタン | 11.0 cc/sec | 1.25 cc | 600PSI |
| 7376 (262-110P) | 6Fr | 110 cm | 6Fr | ポリウレタン | 10.0 cc/sec | 1.25 cc | 600PSI |
| 7377 (272-110P) | 7Fr | 110 cm | 7Fr | ポリウレタン | 15.5 cc/sec | 1.5 cc | 600PSI |

*7366、7376、7377 が標準品となります。その他は受注発注でお願いします。

*使用造影剤：イオパミロン 370

*上記の数値は社内テストによる結果から算出



【適用】

造影用右心カテーテル術 肺動脈造影 右心および肺動脈圧測定

製造販売業者
 **大正医科器械株式会社**
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
 TEL 06-6553-9666 (代)
 FAX 06-6553-9305
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
 E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは...

※製品改良に伴い、外觀、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
 2020.9